

EosICE[®]
ProMax

BIENVENUE DANS UN NOUVEAU MONDE

UN GRAND PAS EN AVANT, PLEIN DE NOUVELLES TECHNOLOGIES D'ÉPILATION À LA POINTE DE L'INDUSTRIE

200 000 000
DE SHOOTS

12

Premières
mondiales

12

Améliorations
innovantes

9

Brevets
d'invention

PUISSANCE LASER 3000 WATT



LIMO 

PZLASER[®]

Medical CE 

ISO 13485



Eos*ICE*[®]
Pro Max



Innovation
Never Stop
All to **create value**
for **you**



LA PREMIÈRE POIGNÉE LASER AU MONDE À DIODE PASSAGE DIRECT ET VERTICAL



Manipulation par une seule
personne et d'une seule main



Réduit efficacement
la fatigue de 60%



La poignée est munie d'un écran
de contrôle, qui facilite toutes
les opérations

Eos*ICE*®


Pro Max

**Nous offrons
le confort à nos
médecins pour
les longues
séances
d'épilation**



2

C'est la première fois au monde que on peut
utiliser deux poignées en même temps,
ce qui en fait un lazer puissant.



01




Lentilles de collimateur LIMO - Allemande

L'uniformité du spot est augmentée de 100 %
La densité énergétique est augmentée de 20 %
L'efficacité est augmentée de 50 %.



02




Peltier de Refroidissement 360

Le refroidissement atteint -18° en 2 minutes
Le refroidissement par contact avec la peau est augmenté de 300 %.



03




Lentille de mise au point LIMO - Allemande

Utilisation de pierres précieuses allemandes LIMO pour guider la lumière, taille du spot réglable par aspiration magnétique, pour vous satisfaire.



ONE HANDLE THREE SPOT


(15*15mm, 15*30mm, 8*8mm) can be switched freely




100 000 000
de Shoots dans chaque Bras

PREMIERS EMBOUTS DE NEZ AVEC GUIDE D'ONDES OPTIQUES DÉVELOPPÉS CONJOINTEMENT PAR LIMO ALLEMANDE


La douceur du traitement est augmentée de 100 %
tandis que l'effet est augmenté de 100 %.



- Traiter facilement les zones normalement difficiles à atteindre, notamment les oreilles, les narines et la glabelle.



- Pour le front, les lèvres supérieures et les joues, plus précis et plus efficace.



- Traitement rapide pour les grandes surfaces, économie de temps de traitement et de séances.



Plate-forme personnalisée **4en1**

Longueurs d'onde 808nm, 755nm, 940nm, 1064nm, d'une seule onde à 4 bandes, ce que vous voulez est ce que je ferai.



**755
nm**

Alex 755nm
Pour les cheveux fins et résiduels.

**808
nm**

Diode 808nm
Pour une épilation générale au laser à grande vitesse.

**940
nm**

940nm
Pénètre efficacement en profondeur et est absorbé par le chromophore cible.

**1064
nm**

YAG à longue impulsion 1064nm
Pénétration plus profonde des follicules et concentration de la peau plus foncée.



FOCUSLIGHT USING FOCUSLIGHT ASSEMBLED GERMANY DILAS LASER BAR HIGHEST QUALITY

La largeur de l'impulsion de traitement est réduite à 2 ms

La largeur d'impulsion du traitement est 5 à 20 fois inférieure à celle de tous les lasers à diode du monde.

L'effet est augmenté de 200 %.

La douleur est réduite de 70 %.

*Treatment is like a lover's kiss
So Fascinating!*

PUISSANCE LASER 3000 WATT




EosICE[®]

Pro Max



**LA PREMIÈRE
TECHNOLOGIE
DE TRANSMISSION
MAGNÉTIQUE
SANS FIL AU MONDE**


Seulement avec cette
haute technologie
je pense qu'il pourrait
vous égaler.





MISE À JOUR SANS FIL DU SYSTÈME ANDROID

Large stockage de données pour garder le suivi des patients à chaque séance.



Écran Android ultra-clair de 15,6 pouces







LA PREMIÈRE TECHNOLOGIE LASER À DIODE ÉQUIPÉE D'UN SYSTÈME DE DÉTECTION DES POILS POUR RECOMMANDER INTELLIGEMMENT LES MEILLEURS PARAMÈTRES



More
Effective

Plus efficace






Safer

Plus sûr



More
Professional

Plus professionnel




EosICE[®]

Pro Max

UTILISANT LA TECHNOLOGIE HAUTEMENT INTÉGRÉE DES ENGIN AÉROSPATIAUX

Nous permettre de prendre soin de notre planète



-50%

Le volume de l'alimentation
du laser
est réduit de 50 %

-70%

La consommation d'énergie
est réduite de 70 %.



PARCE QU'IL EST SUFFISAMMENT PUISSANT...

Utilisation 24h/24.

pas de réfrigérateur, et le bruit est réduit de 30% ;



Fonctionnement
plus silencieux



Puissance
élevée



Longue durée
de vie



EosICE®
Pro Max

Le nouveau bras de grue standard facilite l'opération aussi merveilleuse que la création d'une œuvre d'art.

100 000 000 de Shoots dans chaque Bras

C'est la première fois au monde que l'on peut utiliser deux poignées en même temps, ce qui en fait un outil puissant.

La nouvelle poignée de branchement à l'avant rend l'opération plus pratique



EFFET RÉEL DE L'ÉPILATION

SOUS-ARMES



avant



après

BACK



avant

LIP



avant



après

CHIN



avant

JAMBES



avant




après

CHEST



avant

ABDOMEN



après



avant



après


BIKINI AREA



après




avant




après

CHEEK



après



avant



après



GNIE
Since 2015



55 157 506
90 157 560



www.gnie.com



grtarek@yahoo.fr



Imm Emmeraude de Tunis Rue Mohamed Badra
Bureau A-2-8 Montplaisir, Tunis, 1073