


Applicateur standard

3 longueurs d'onde en 1 : 1064nm, 532nm, 755nm



Applicateurs en option

Applicateur fractionné, applicateur 585nm, applicateur 650nm



Avant et après



Ultra Picolris
ULTRA SHOT & SUPER ENERGY

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de laser	Nd:YAG				
Largeur d'impulsion	Mode picoseconde			300ps-350ps	
	Mode LP			300US	
Profil du faisceau	Mode plat				
Longueur d'onde	1064nm, 532nm, 755nm (configuration standard) 585nm, 650nm, Nid d'abeille				
Modes de traitement	Picoseconde / PTP / Multi pulse / Long pulse / Long pulse Pro				
Énergie d'impulsion	1064NM	Modèle	Minimum	Maximum	Marche
		Picoseconde	100mj	800mj	50mj
		PTP	100mj	1200mj	50mj
		Impulsion multiple	100mj	1500mj	50mj
		Impulsion longue	200mj	2500mj	100mj
		Impulsion longue Pro	200mj	5000mj	100mj
	532NM	Picoseconde	50mj	400mj	25mj
		PTP	50mj	600mj	25mj
		Impulsion multiple	50mj	750mj	25mj
		Impulsion longue	/	/	/
Impulsion longue Pro		/	/	/	
Taille du spot	2-10mm Réglable				
Viser le faisceau	Diode 650nm < 5mw (Rouge)				
Taux de répétition	1-10HZ réglable				
Dimensions et poids de l'emballage	100*53*115cm (101KG) 21*44*106 (13KG)				
Alimentation électrique	AC110V/230V, 50/60HZ				



Manufactory Add : Building 2th, Jia Tu Zhi Ye Lian Hua Road, High-tech Development Zone, 450001, Zhengzhou City, Henan Province, China Tel : 0371-5567 7886
Fax :+ 86-371-55677868 E-mail : info@pzlaser.com Web:www. pzlaser. com



55 157 506
90 157 560



www.gnie.com



grtarek@yahoo.fr




Imm Emmeraude de Tunis Rue Mohamed Badra
Bureau A-2-8 Montplaisir, Tunis, 1073

PZLASER®

Ultra Picolris
ULTRA SHOT & SUPER ENERGY



Avantages de la configuration



01/ Cinq modes de traitement

Cinq modes de traitement sont disponibles, la largeur d'impulsion et l'énergie de sortie étant toujours les mieux adaptées à tous les types d'indications, ce qui permet d'obtenir les meilleurs résultats et de raccourcir le temps de récupération !



02/ Base de données cliniques intégrée

La base de données clinique intégrée sur plus de 70000 jeux de PZLASER Pico Qswtich yag Laser vendus contient toujours les recommandations des paramètres les plus couramment utilisés à titre de référence, ce qui permet même aux débutants de commencer plus facilement !



03/ Alimentation électrique intégrée et 4 systèmes de contrôle indépendants

L'alimentation intégrée et les 4 condensateurs ne garantissent pas seulement la puissance de sortie la plus élevée et plus stable, mais constituent également un point clé pour identifier le véritable laser Pico Qswtich yag (la plupart des autres concurrents n'ont qu'un seul condensateur) !



04/ Filtres externes pour bouteilles faciles à dévisser

La bouteille filtrante facile à dévisser filtre l'eau distillée pour fournir le meilleur milieu de travail à la source laser de précision de pointe, maximisant ainsi la durée de vie de la source laser !!!



05/ Rendement énergétique le plus élevé


Sous LONG PULSE, l'énergie est de 2500mj ; Sous picoseconde, l'énergie est de 800mj.



06/ Verrouillage

La Chine est la première à introduire le système Interlock, ce qui constitue un niveau de sécurité supplémentaire pour les clients.

Ultra Picolris ULTRA SHOT & SUPER ENERGY



Temps d'impulsion court, forte énergie instantanée

La largeur d'impulsion vraiment ultra-courte de 2-3ns, l'explosion plus intense du pigment, sans chaleur, sans dommage pour la peau, transforme instantanément le pigment en poussière, métabolisme rapide.

Plusieurs longueurs d'onde /complète

Couvre entièrement tous les pigments tenaces profonds et les lésions pigmentaires bénignes, quelle que soit la couleur de la peau, et permet de traiter divers problèmes de peau.

Précision

Innovation technologique extraordinaire, l'énergie focalisée à 100 % permet de contrôler avec précision la profondeur et l'énergie du traitement.

Ultra Picolris ULTRA SHOT & SUPER ENERGY



- **Bras coréen à sept articulations sur mesure.**
- **Bras de guidage de la lumière à haut canon : taux d'énergie $\leq 8\%$ Design de luxe**
- Rotation libre **sur 360°**, garantissant une énergie laser constante.
- Il est plus **résistant aux chocs** que les produits existants
- Design moderne

DEMANDES

PICOSECOND
Il peut être appliqué sur la plupart des taches, taches de naissance ou tatouages, traitement de rejuvenissement de la peau, tatouage !

PTP
Mélasma, grains de beauté, tatouage, cernes, pores, hyperpigmentation

MULTI PULSE
Principalement utilisé pour le chloasma, les taches tenaces et les pigments.

PULSE LONGUE
Vasculaire, cicatrices, acné, onychomycose, rejuvenissement, raffermissement, blanchiment, réduction des pores, élimination des rides fines, chauffage des cellules dermiques, épilation, amélioration des varices.

LONG PULSE Pro
Vasculaire, cicatrices, acné, onychomycose, rejuvenissement, raffermissement, blanchiment, réduction des pores, élimination des rides fines, chauffage des cellules dermiques, épilation, amélioration des varices.

