



GNIE
Since 2015

55 157 506
90 157 560



Imm Emeraude de Tunis Rue Mohamed Badra
Bureau A-2-8 Montplaisir, Tunis, 1073



www.gnie.com



grtarek@yahoo.fr



PZLASER

LIMO

Medical CE



ISO 13485

EosICE[®]
ProMax

BIENVENUE DANS UN NOUVEAU MONDE

UN GRAND PAS EN AVANT, PLEIN DE NOUVELLES TECHNOLOGIES D'ÉPILATION À LA POINTE DE L'INDUSTRIE

**200 000 000
DE SHOOTS**

12

Premières
mondiales

12

Améliorations
innovantes

9

Brevets
d'invention



Le nouveau bras de grue
standard facilite l'opération
aussi merveilleuse que la création
d'une œuvre d'art.

100 000 000
de Shoots
dans chaque Bras

C'est la première fois
au monde que l'on peut utiliser
deux poignées en même temps,
ce qui en fait un outil puissant.

La nouvelle poignée
de branchement à l'avant
rend l'opération plus pratique



Eos*ICE*®
Pro Max

Innovation
Never Stop
All to **create value**
for **you**



LA PREMIÈRE POIGNÉE LASER AU MONDE À DIODE
PASSAGE DIRECT ET VERTICAL



Manipulation par une seule
personne et d'une seule main



Réduit efficacement
la fatigue de 60%



La poignée est munie d'un écran
de contrôle, qui facilite toutes
les opérations



ABDOMEN



après



avant



après



BIKINI AREA



après




avant




après



CHEEK



après



avant



après



EFFET RÉEL DE L'ÉPILATION

SOUS-ARMES



avant



après

LIP



avant



après

JAMBES



avant



après

BACK



avant

CHIN



avant

CHEST



avant




Eos*ICE*®
Pro Max


Nous offrons
le confort à nos
médecins pour
les longues
séances
d'épilation



C'est la première fois au monde que on peut
utiliser deux poignées en même temps,
ce qui en fait un lazer puissant.




01




Lentilles de collimateur LIMO - Allemande
L'uniformité du spot est augmentée de 100 %
La densité énergétique est augmentée de 20 %
L'efficacité est augmentée de 50 %.

02



Peltier de Refroidissement 360
Le refroidissement atteint **-18°** en 2 minutes
Le refroidissement par contact avec la peau est augmenté de 300 %.

03







Lentille de mise au point LIMO - Allemande
Utilisation de pierres précieuses allemandes LIMO pour guider la lumière, taille du spot réglable par aspiration magnétique, pour vous satisfaire.



MISE À JOUR SANS FIL DU SYSTÈME ANDROID

Large stockage de données pour garder le suivi des patients à chaque séance.



Écran Android ultra-clair de 15,6 pouces



EosICE®
Pro Max


**LA PREMIÈRE
TECHNOLOGIE
DE TRANSMISSION
MAGNÉTIQUE
SANS FIL AU MONDE**

Seulement avec cette
haute technologie
je pense qu'il pourrait
vous égaler.

PARCE QU'IL EST SUFFISAMMENT PUISSANT...

Utilisation 24h/24.

pas de réfrigérateur, et le bruit est réduit de 30% ;



Fonctionnement
plus silencieux



Puissance
élevée



Longue durée
de vie



EosICE®
Pro Max

LA PREMIÈRE TECHNOLOGIE LASER À DIODE
ÉQUIPÉE D'UN SYSTÈME DE DÉTECTION DES
POILS POUR RECOMMANDER INTELLIGEMMENT
LES MEILLEURS PARAMÈTRES



More
Effective

Plus efficace



Safer

Plus sûr



More
Professional

Plus professionnel



FOCUSLIGHT USING FOCUSLIGHT ASSEMBLED GERMANY DILAS LASER BAR HIGHEST QUALITY

La largeur de l'impulsion de traitement est réduite à 2 ms

La largeur d'impulsion du traitement est 5 à 20 fois inférieure à celle
de tous les lasers à diode du monde.

L'effet est augmenté de 200 %.

La douleur est réduite de 70 %.

*Treatment is like a lover's kiss
So Fascinating!*





Plate-forme personnalisée **4en1**

Longueurs d'onde 808nm, 755nm, 940nm, 1064nm, d'une seule onde à 4 bandes, ce que vous voulez est ce que je ferai.



**755
nm**

Alex 755nm
Pour les cheveux fins et résiduels.

**808
nm**

Diode 808nm
Pour une épilation générale au laser à grande vitesse.

**940
nm**

940nm
Pénètre efficacement en profondeur et est absorbé par le chromophore cible.


**1064
nm**

YAG à longue impulsion 1064nm
Pénétration plus profonde des follicules et concentration de la peau plus foncée.

EosICE[®]
Pro Max

**UTILISANT LA TECHNOLOGIE
HAUTEMENT INTÉGRÉE DES ENGIN
AÉROSPATIAUX**

Nous permettre de prendre soin de notre planète



-50%

Le volume de l'alimentation
du laser
est réduit de 50 %

-70%

La consommation d'énergie
est réduite de 70 %.



